


Depilación duradera mediante la energía de la luz y el calor

¿Qué es una depilación que perdura?

Los métodos depilatorios como afeitarse, sólo eliminan el vello en la superficie de la piel, logrando resultados de muy corta vida.


Una solución un poco más duradera se logra con los métodos tradicionales de depilación, como la cera o las afeitadoras eléctricas. Por otro lado, la depilación duradera fue definida como la depilación que por lo general dura varios meses y, en algunos casos, incluso más. A fin de conseguir esta clase de resultados duraderos se necesita eliminar el vello de raíz y atacar al propio bulbo piloso, como los depiladores que arrancan el vello a lo largo del tallo piloso (y provocan un gran dolor). El vello vuelve a crecer tras un período de tiempo relativamente corto, que puede ir entre algunas semanas hasta un mes.



Clasificación del tipo de piel


(Escala de Fitzpatrick)

- I Piel extremadamente clara – siempre se quema, nunca se broncea
- II Piel clara - siempre se quema, broncea menos que el promedio
- III Piel mediana – a menudo se broncea, en ocasiones se quema
- IV Piel color oliva – rara vez se quema, se broncea con facilidad
- V Piel oscura – siempre se broncea
- VI Piel negra - nunca se quema



Tecnología LHE patentada

Para eliminar el vello y dañar el bulbo, la LHE envía una onda de luz muy baja y ultra segura. La luz genera calor y pasa al folículo piloso.



Al concentrar el calor en vez de desviarlo, LHE crea un proceso fototérmico más eficiente que eleva suavemente la temperatura en el tallo piloso y efectivamente destruye el bulbo y folículo piloso sin dañar el tejido circundante.



El uso revolucionario por parte de Radiancy del calor natural constituye el secreto del récord de eficacia y seguridad de sus sistemas de depilación LHE.



¿Cómo puede beneficiarlo la LHE?

Seguro y natural

Sin efectos colaterales dañinos

El único sistema aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.) para el uso personal

Suave en su piel

Sin químicos o gel engorrosos

Efectivo

Piel sedosa y suave que perdura



El tratamiento con LHE

La duración de un tratamiento completo de depilación por LHE dependerá del individuo y del área del cuerpo tratada. El cronograma de visitas se basa en el ciclo normal de crecimiento del vello:

- Áreas del cuerpo como la bikini, piernas o axilas: 6 a 8 visitas
- Área facial: 8 a 10 visitas
- Espalda o tórax: 8 a 10 visitas

Una visita promedio requiere unos 10 a 25 minutos, dependiendo del área del cuerpo a tratar. Para lograr resultados óptimos es esencial que el vello se trate cuando se encuentra en la fase de crecimiento activo (anágeno).



Tratamientos exitosos con LHE

ANTES



DESPUÉS

